

Моечная машина «STEELCO»

Для запуска программы мойки следуйте следующей процедуре:

- откройте дверь, вставьте моечную корзину и закройте дверь
- выберите программу мойки
- нажмите кнопку «Пуск» для запуска цикла

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
P1	Выбор программы "КОРОТКИЙ" цикл ("SHORT").
P2	Выбор программы "СТАНДАРТНЫЙ" цикл ("STANDARD").
P3	Выбор программы "ИНТЕНСИВНЫЙ" цикл ("INTENSIVE").
PRG (ПРОГРАММА)	Удерживайте клавишу PRG (Программа) нажатой в течение 5 секунд, чтобы вывести на экран главное меню. Во время выполнения цикла эта клавиша позволяет вывести на экран информацию о температуре различных компонентов, показания аналоговых датчиков, тревоги и предупреждения.
P+	В режимах Wait (Ожидание) или Shutdown (Остановка) клавиша P+ позволяет выбирать другие сохраненные в памяти программы.
START (ПУСК)	После выбора нужной программы нажатие этой клавиши запускает цикл.
STOP (СТОП)	Эта клавиша позволяет остановить выполняемый цикл. Система управления прерывает процесс, выводит на дисплей сообщение о том, что дезинфекция не выполнена, удерживает дверь в заблокированном состоянии, если необходимо, выводит сообщение о высокой температуре внутри камеры. Чтобы вернуть машину в нормальное состояние, нужно нажать клавишу еще раз.
	Открывание двери
	Закрывание двери
USB (Опция)	На панели управления имеется USB-порт, используемый для программирования машины и сохранения данных.
ДОСТУП К РЕЖИМУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫМ СООБЩЕН ПАРОЛЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ.	