

Плазменный стерилизатор HRF3000

1. Нажать на экран в любой точке
2. На появившемся окне запроса нужно ввести регистрационные данные:
 - имя пользователя (2)
 - пароль (2222)
3. Для открытия двери нужно нажать на кнопку открытия двери в верхнем правом углу устройства
4. загрузить камеру. Упакованные материалы расположить на поддонах
5. Поместить картридж после считывания в гнездо
6. Обязательно использовать перчатки
7. Нажмите на кнопку (Выбор программы)
8. Выбрать нужную программу
9. Закрыть дверь
10. Нажмите на кнопку «Start» (Запуск)