

Инструкция САМОТ

Перед началом работы убедиться в целостности всех узлов, в наличии комплектующих, вспомогательных материалов, средств индивидуальной защиты, технологической и эксплуатационной документации, в чистоте внутренней поверхности рабочей камеры дезинфектора – деструктора, загрузочных корзин, отверстий воздухораспределителя.

Все операции при эксплуатации дезинфектора – деструктора необходимо выполнять в средствах индивидуальной защиты.

В начале смены необходимо осуществить предварительный прогрев пустой рабочей камеры дезинфектор – деструктора в течение не менее 10-15 минут.

Провести визуальный контроль соответствия поступивших на обеззараживание одноразовых упаковок без нарушения целостности их закрытия.

Пакеты с медицинскими отходами, подлежащие обеззараживанию в данном цикле, поместить в термоустойчивые пакеты, разрешенные для этих целей и закрыть их.

Термоустойчивые пакеты разместить в загрузочных корзинах, расположенных в рабочей камере дезинфектора – деструктора.

Закрыть люк дезинфектора – деструктора, зафиксировать крышку посредством механического запорного устройства, установить тумблер включения в позицию «ПУСК», после чего начинать работу с дезинфектором – деструктором, следуя указаниям на дисплее.

По окончании рабочего цикла меню дисплея возвращается в исходное состояние.

По завершении рабочего цикла повернуть тумблер согласно стрелке «СТОП» дезинфектор – деструктор будет готов к разгрузке.

Разгрузить дезинфектор – деструктор, используя средства индивидуальной защиты.