

7. Нажать на кнопку текущее/сеанс выбрать «СЕАНС»;
 8. Установить время нажав на кнопку часы/минуты;
 9. Нажать на кнопку старт/стоп для включения и выключения;
- Провести процедуру в соответствии с медицинскими методиками и указаниями врача;

Монитором Mindrey BeneView T5



Включение монитора:

Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

Надеть манжету и пульсоксиметр пациенту

Нажать кнопку «NIBP»

Задать время измерения в «Окне ввода интервала»

Выключение монитора: для отключения аппарата нажать кнопку «Вкл/выкл»

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора, а также датчики пульсоксиметрические, кабель пациента, манжеты для измерения давления, датчики температуры, принадлежности капнометра и модуля инвазивного измерения давления не одноразового применения.

Допускается применение дезинфицирующих средств

ОБРАБОТКА: Дезинфекция. Изделия проводить двухкратным протиранием наружных поверхностей облучателя и стойки салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Через 1 час протереть поверхности салфеткой, смоченной чистой водой, а затем насухо протереть салфеткой.