

Облучатель ОФТН 420/470-02 АКСИОН
предназначен для эффективного лечения
желтушки новорожденных без использования
дополнительных лекарств в учреждениях
родовспоможения, перинатальных центрах.



1. Перед проведением процедуры фототерапии необходимо закрыть плотной повязкой (специальными очками) глаза.
2. Установить облучатель около ложа ребенка;
3. Застопорить колеса, нажав ногой на педаль тормоза;
4. Установить осветитель на необходимой высоте
5. Убедиться в том, что корпус осветителя установлен в горизонтальное положение;
6. Нажать на кнопку «СЕТЬ»

сопровождается звуковым сигналом и занимает около 2с.

-После окончания измерений необходимо провести дезинфекцию прибора.

