



МЕДИЦИНСКИЕ ВЕСЫ САША

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Электронные весы для взвешивания новорождённых и детей до 20 кг.



ТОЧНОСТЬ
И НАДЁЖНОСТЬ



ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
И ДЕТЕЙ



БЕЗОПАСНО
И УДОБНО

1. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕСАМИ

1 УСТАНОВИТЕ ВЕСЫ



Поставьте весы на ровную горизонтальную поверхность. Убедитесь, что они устойчивы.

2 ВКЛЮЧИТЕ ВЕСЫ



Нажмите кнопку «ON/OFF». Дождитесь, пока на дисплее появится «0.000».

3 ПОДГОТОВЬТЕ К ВЗВЕШИВАНИЮ



Убедитесь, что на платформе ничего нет. Показания должны быть «0.000».

4 ПОЛОЖИТЕ РЕБЁНКА



Аккуратно положите ребёнка на платформу весов. Не оставляйте ребёнка без присмотра.

5 СНИМИТЕ ПОКАЗАНИЯ



Дождитесь стабилизации показаний (значок стабилизации на дисплее). Зафиксируйте вес.

6 ВЫКЛЮЧИТЕ ВЕСЫ



Нажмите кнопку «ON/OFF» для выключения весов.

2. ФУНКЦИИ КНОПОК

ON
OFF

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
Включение и выключение весов.

TARE
HOLD

TARE (ТАРА)
Обнуление веса тары (пелёнки, пелёнка и т.п.). Нажмите кнопку TARE, чтобы сбросить показания на «0.000».

UNIT

UNIT (ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ)
Переключение единиц измерения (кг ↔ фунты).

HOLD

HOLD (ФИКСАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ)
Фиксация веса при движении ребёнка. Нажмите кнопку HOLD.

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЕСОВ

Регулярная дезинфекция обеспечивает безопасность детей.

КАК ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ:



Перед дезинфекцией выключите весы и отсоедините адаптер питания от сети.



Протрите поверхность ложа и корпуса весов дезинфицирующим раствором.



Рекомендуются средства на основе:

- изопропилового спирта (не менее 70%)
- хлорсодержащих растворов (0,1–0,5%)
- ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)



Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса и на разъёмы.



После обработки протрите чистой влажной салфеткой и дайте поверхности высохнуть.

ВАЖНО!

Не используйте абразивные средства и растворители. Не погружайте весы в воду и не мойте под струёй воды.



4. УХОД И ХРАНЕНИЕ



• Храните весы в сухом помещении при температуре от +10 до +40 °С.



• Избегайте попадания прямых солнечных лучей.



• Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.



• Регулярно проверяйте состояние сетевого адаптера и кабеля питания.



• При длительном хранении отключите питание от сети.

5. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Не оставляйте ребёнка на весах без присмотра.



Максимальная нагрузка: 20 кг.



Не используйте весы при повреждении корпуса или кабеля питания.



Используйте только оригинальный адаптер питания.



Спасибо, что выбираете весы «САША»!
Точное взвешивание — залог здоровья вашего ребёнка.

Производитель: Россия
Сервисная поддержка: см. гарантийный талон.