

Реанимационный комплекс для новорожденных «Fisher&Paykel IW»



Реанимационный комплекс серии IW предназначен для открытого ухода и контролируемого обогрева новорожденных в течение первых недель жизни. Комплекс обеспечивает безопасные и комфортные условия для новорожденных и удобство проведения реанимационных мероприятий для врачей.

1. **Сеть.** Нажмите на сетевой переключатель включения/выключения комплекса. При запуске комплекс автоматически включается в тот режим, в котором он работал до выключения.
2. Нажмите кнопку для выбора режима «Prewarm». Зеленый индикатор рядом с кнопкой указывает на то, что режим активирован. Уровень интенсивности обогрева в этом режиме равен 25%.

Теперь комплекс непрерывно работает в режиме предварительного прогрева без включения тревог.

ОБРАБОТКА: Дезинфекция. Изделия проводить двухкратным протираанием наружных поверхностей облучателя и стойки салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Через 1 час протереть поверхности салфеткой, смоченной чистой водой, а затем насухо протереть салфеткой.