

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Облучатель - рециркулятор серии ОБНР 2х15 «Кристалл»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Включить вилку сетевого шнура в розетку. Перевести клавишу сетевого переключателя «Сеть» в положение «I», индикатор должен светиться.
3. Нажимая кнопки «влево» и «вправо», выберите режим работы. При этом на индикаторе отображаются время работы (для режима с таймером выключения) или символы «Cont» для постоянного режима работы.
4. После выбора режима нажмите кнопку включения.
5. После запуска проконтролируйте свечение ламп по индикатору на передней панели.
6. Для выключения нажмите кнопку включения повторно. После выключения на короткое время на индикаторе отобразится время наработки ламп.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Заводская установка максимального времени наработки ламп 9000 ч., что соответствует применяемым лампам.
- Чистка фильтров: Снимите заднюю крышку (см. «Замена ламп»). Отделите пластмассовые держатели фильтров и извлеките фильтрующие элементы. Промойте элементы проточной водой с добавлением небольшого количества моющего средства, аккуратно отожмите их, затем просушите. Вставьте фильтрующие элементы в держатели, защелкните их и поставьте заднюю крышку.
- Чистка и обслуживание: Чистку поверхностей ламп низкого давления следует проводить с целью удаления с них пыли, пятен, мазков жирового характера, налетов и следов влаги. Пыль с поверхностей ламп удалить салфеткой. Пятна, мазки, налеты удалять ватными тампонами, смоченными в спиртоэфирной смеси (90 % спирта этилового ректификованного высшего сорта по ГОСТ 18300 и 10 % эфира этилового очищенного медицинского ЭМ по ОСТ 84- 2006). Дезинфекцию наружных поверхностей облучателя проводить в соответствии с МУ 287-113 бязевой салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос», «Астра» по ГОСТ 25644. Салфетка должна быть отжатой.