

КАМЕРА УФ-БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Исполнения:

КБ-02-«Я»-ФП

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Загрузку камеры проводят в асептических условиях. Персонал, проводящий загрузку камеры, должен использовать при этом стерильную спецодежду и резиновые перчатки.
- 2) Стерильные инструменты раскладывают стерильным концангом или пинцетом в один слой, продвигаясь от задней стенки камеры к передней.
- 3) Время загрузки камеры не должно превышать 10 мин.
- 4) После загрузки материала крышку закрывают и не открывают в течение 2,5 минут. При этом на панели управления в течение 2,5 минут горит красный светодиод «подготовка инструментов к использованию».
- 5) После окончания времени обработки материала, через 2,5 минуты загорается зеленый светодиод «инструменты к использованию готовы».
- 6) Если крышка была открыта более 10 минут, все инструменты вновь подлежат стерилизации, а камера повторной перезагрузке в соответствии с п.п. 8.4-8.6.
- 7) Простерилизованные инструменты допускается хранить в камере с включенной бактерицидной лампой не более 7 суток.
- 8) По истечении 7 суток эксплуатации камера должна быть подвергнута обработке в соответствии с п.п. 8.4-8.6, а оставшиеся в камере неиспользованные инструменты должны быть вновь простерилизованы одним из разрешенных для этого методом.
- 9) Звуковой сигнал, издаваемый пьезоэлементом, смонтированным в корпус камеры включается после открывания дверцы и предупреждает медперсонал, что время нахождения камеры с открытой дверцей ограничено режимами поддержания стерильности.
- 10) Замена лампы должна проводиться через 9000 часов ее горения.