

**КОМПЛЕКС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН»
(КРЕСЛО СМОТРОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ «ЗЕРЦ»)**

ТУ 9444-002-60554199-2009

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Кресло смотровое универсальное «ЗЕРЦ» предназначено для работы в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от +10*С до +40*С. В холодное время года до начала монтажа, кресло должно находиться в теплом помещении не менее 4-х часов.

- 1) Установить кресло на ровную поверхность**
- 2) Распаковать подколеники –держатели ног, подлокотники-опоры для рук и установить их в кронштейны – зафиксировать винтовыми зажимами.**
- 3) Подключить питание с помощью педали управления, произвести проверку работоспособности электроприводов.**

ВНИМАНИЕ!

Режимы работы электроприводов повторно – кратковременный: работа – 2 мин, отдых – 8 мин.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При эксплуатации кресла выполнить все требования дано инструкции;

По окончании работ необходимо отключить кресло от сети питания;

- Чистку и дезинфекцию производить салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

По окончании дезинфекции кресло протереть сухой, мягкой тканью. При дезинфекции не применять едкие средства и средства для отбеливания.

- 7. Если компрессор или воздуховодная трубка загрязнились снаружи, протрите их мягкой тканью, смоченной в воде или мягком моющем средстве.**

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ
КАМЕРЫ**

- 1. Погрузите детали в очищающий раствор на указанное время.**
- 2. Извлеките детали и вылейте раствор.**
- 3. Промойте детали под струей горячей воды, стряхните с них избыток влаги и дайте высохнуть на воздухе в чистом помещении.**