

СВЕТИЛЬНИК СМОТРОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭМАЛЕД 100П

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильник смотровой ЭМАЛЕД предназначен для освещения рабочего поля при диагностических исследованиях и осмотрах в лечебных учреждениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильник готов к работе после окончания подготовки к работе в соответствии с «Руководством по эксплуатации 141.00.00.000 РЭ» и заполнения свидетельства о вводе в эксплуатацию (см.п.7)

Для работы светильника необходимо включить электропитание.

Включение и выключение блока освещения осуществляется с помощью кнопки 3 на пульте управления, при этом загорится индикатор работы светильник 7.

Блок освещения переместите в нужное положение, чтобы создать требуемое освещение.

Блок освещения светильника ЭМАЛЕД 100 имеет 5 ступеней освещенности, которые отображаются на индикаторе 6.

Отрегулируйте освещенность с помощью кнопок 1 (для увеличения освещенности) и 2 (для уменьшения освещенности) (рисунок А.9)

В зависимости от комплектации светильник ЭМАЛЕД 100 может иметь регулировку цветовой температуры, которая регулируется с помощью кнопок 4 (уменьшение цветовой температуры). При этом на индикаторе 8 отображается регулировка цветовой температуры.

Осветительная система светильника пригодна для непрерывной работы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед проведением работ по техническому обслуживанию обесточьте светильник и дождитесь его полного остывания.

Санитарную обработку светильника производите 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% мыльного раствора моющего средства или другими разрешенными к применению дезинфекционными средствами в соответствии с МУ-287-113.

ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

1. Нажмите на выключатель, чтобы перевести его в позицию «включено» (/)
2. Проведите ингаляцию лекарственного средства согласно предписаниям. Вашего лечащего врача или консультанта по медицинским вопросам. Подготовьте ингаляционный насадки в соответствии с разделом.
3. После завершения сеанса лечения отключите питание. Убедитесь, что в воздухопроводной трубке нет Держите небулайзер
4. конденсата и влаги, и отключите устройство от электрической розетки.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОЧИСТКА

Выполнение указаний по очистке после каждого применения предотвратит высыхание оставшегося в резервуаре лекарственного средства, что может привести к неэффективной работе небулайзера, а также позволит избежать инфекций.

1. Убедитесь, что выключатель находится в позиции «выключено».
2. Отключите адаптер переменного тока от электрической розетки и компрессора.
3. Отсоедините воздухопроводную трубку. Разберите небулайзерную камеру,
4. Удалите все остатки лекарственного средства из резервуара для лекарственных средств.
5. Вымойте все детали небулайзерной камеры в теплой воде с использованием мягкого моющего средства, после чего промойте их под струей чистой горячей воды. Указания по дезинфекции деталей приведены в следующем разделе.
6. После очистки и дезинфекции деталей тщательно промойте их чистой водой и дайте им высохнуть на воздухе в чистом помещении.