

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **Рециркулятор воздуха бактерицидный медицинский РВБ-** **М (исполнения 1-5) «АЭРОЭКО»**

Рециркулятор воздуха бактерицидный медицинский РВБ-М «АЭРОЭКО»: исполнение 1 РВБ-М-30, 2 РВБ-М-60, исполнение 3 РВБ-М-80, исполнение 4 РВБ-М-120, исполнение 5 РВБ-М-240 предназначен для снижения уровня микробной обсемененности воздуха в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по предельному уровню содержания патогенных и вредных микроорганизмов.

Рециркулятор РВБ-М обеспечивают выполнение соответствующих требований СанПин 2.1.3.2630-10.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Обеззараживание воздуха в помещении будет более эффективным, если рециркуляция воздуха, созданная рециркулятором, будет перпендикулярна естественной циркуляции воздуха в помещении, вызванной температурными потоками от нагревательных приборов и окон. Таким образом можно избежать наличие застойных зон, из которых воздух не попадал бы в рециркулятор. Рециркулятор необходимо закрепить на стене с помощью двух горизонтальных разнесенных шурупов. Рециркулятор устанавливают на стене вертикально.

Подключить вилку рециркулятора к розетке электрической сети с заземляющим контактом.

В случае транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур необходимо его выдержать перед включением в сеть при комнатной температуры в течение 4-х часов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Слой пыли на бактерицидных лампах снижает поток УФ-излучения, что приводит к уменьшению бактерицидной эффективности в камере рециркулятора, поэтому необходимо периодически 1 раз в месяц производить протирку ламп тампоном, слегка увлажненным этиловым спиртом.

Применяемые при изготовлении рециркулятора материалы позволяют производить периодическую санитарную обработку корпуса салфеткой слегка увлажненной 3% раствором перекиси водорода с добавленным 0,5% раствором моющего средства либо другими дезинфицирующими растворами.

Замену бактерицидных ламп необходимо производить после 8000 часов наработки, равной сумме рабочих режимов рециркулятора. Рекомендуется одновременно производить замену стартера. Замена лампы производится после открытия крышки рециркулятора.

КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР

NE-C24 (NE-C801S-RU)

ПОДГОТОВКА НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ КАМЕРЫ К РАБОТЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Удостоверьтесь, что выключатель питания выключен. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «выключено».
2. Вставьте штекер шнура адаптера переменного тока в разъем питания компрессора.
3. Подключите адаптер переменного тока к электрической розетке.

ДОБАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И СБОРКА ДЕТАЛЕЙ.

1. Извлеките загубник и заглушку из небулайзерной камеры.
2. Снимите крышку небулайзерной камеры с резервуара для лекарственных средств.
 - 1) Поверните крышку небулайзерной камеры с резервуара для лекарственных средств.
 - 2) Снимите крышку небулайзерной камеры с резервуара для лекарственных средств, потянув ее вверх.
3. Залейте необходимое количество прописанного врачом лекарственного средства в резервуар для лекарственных средств.
4. Убедитесь, что отбойник надежно установлен на крышке небулайзерной камеры.
5. Наденьте крышку небулайзерной камеры обратно на резервуар для лекарственных средств.
 - 1) Совместите выступ на крышке небулайзерной камеры с выемкой резервуара для лекарственных средств, как показано на рисунке.
 - 2) Повернув крышку небулайзерной камеры по часовой стрелке до щелчка, закрепите ее на резервуаре для лекарственных средств.

Присоединение маски для взрослых(ПВХ)

Прикрепите маску для взрослых к верхней части отверстия для вдыхания.

Подсоедините воздухопроводную трубку.

- 1) Слегка согните коннектор воздухопроводной трубки и надежно закрепите его в разьеме для воздухопроводной трубки на компрессоре.
- 2) Слегка согните коннектор воздухопроводной трубки и надежно закрепите его в разьеме для воздухопроводной трубки на резервуаре для лекарственных средств.