

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОНОМЕТРА:

Подготовка

- Не курите, не пейте кофе и не занимайтесь спортом за 30 минут до измерения.
- Сядьте спокойно на 5 минут, расслабьтесь.

Положение

- Сядьте на стул с прямой спинкой, ноги не скрещивайте.
- Руку положите на стол ладонью вверх, чтобы манжета была на уровне сердца.

Наденьте манжету

- Закатайте рукав или снимите плотную одежду.
- Наденьте манжету на плечо (на 2-3 см выше локтя), плотно, но не туго (чтобы под неё проходил палец).

Измерение

- Включите тонометр.
- Нажмите кнопку «Старт» — манжета начнёт надуваться.
- Сидите спокойно, не двигайтесь и не разговаривайте, пока тонометр работает.

Запись результата

- Дождитесь звукового сигнала. На экране появятся цифры (верхнее и нижнее давление, пульс).
- Запишите результат с датой, временем и ФИО.



Всё просто! 😊 Будьте здоровы!