

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАВИТАЦИОННОГО АППАРАТА «ФОТЕК»

1. Блок управления аппарата установите на верхнюю полку стойки.
 2. Педаль подключите к разъему для педали на задней панели блока управления аппарата.
 3. Шнур питания подключите сначала к разъему на задней панели блока аппарата, а затем к сетевой розетке с контактами заземления.
 4. Разъем выбранного ультразвукового акустического узла подключите к разъему «УЛЬТРАЗВУК» передней панели блока управления аппарата.
 5. Акустический узел можно разместить в специальном держателе на полке стойки, если нет требований к сохранению стерильности узла.
 6. Включите аппарат нажатием на кнопку сетевого выключателя, аппарат будет находиться в режиме сна. Для начала работы нужно нажать кнопку STB на передней панели аппарата, тогда индикатор рядом с кнопкой погаснет, а экран загорится.
- Для работы в режиме «ИРРИГАЦИЯ» необходимо использовать специальные инфузионные системы InfusomatSpaceLine.
1. Закройте роликовый зажим инфузионной системы.
 2. Заборную иглу инфузионной системы полностью введите в емкость с лекарственным раствором до упора.
 3. Емкость с раствором подвесьте на инфузионную стойку. Высота инфузионной стойки изменяется с помощью регулятора, расположенного на штативе стойки.
 4. На штуцер акустического узла наденьте переходник со штуцером. Вкручивающим движением присоедините к переходнику коннектор с возвратным клапаном Infuvalve,

- предварительно сняв с него защитный колпачок. К клапану, присоедините дистальный конец инфузионной системы, предварительно сняв с него защитный колпачок.
5. Откройте воздушный клапан инфузионной системы.
6. Заполните капельную камеру инфузионной системы лечебным раствором примерно наполовину путем сдавливания ее пальцами одновременно с двух сторон.
7. Установите под акустическим узлом емкость для проверки работы ирригационного тракта аппарата. Откройте роликовый зажим инфузионной системы, после чего система начнет заполняться лечебным раствором. Когда раствор заполнит систему и начнет вытекать из канала акустического узла. Закройте роликовый зажим инфузионной системы.
8. Силиконовый сегмент инфузионной системы вставьте в зазор клапана управления ирригацией на передней панели блока управления, нажав на кнопку в центре клапана.
9. Откройте роликовый зажим инфузионной системы.
10. На дисплее аппарата включите режим «ИРРИГАЦИЯ», нажав на кнопку «ИРРИГАЦИЯ».
11. Активируйте режим «ИРРИГАЦИЯ» нажатием на любую клавишу двухклавишной педали. Убедитесь, что раствор вытекает из канала акустического узла в виде тонкой струи.
12. Роликовым зажимом установите необходимый расход жидкости.
12. При отпуске педали подача раствора в узел прекратиться.