

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Включает в себя ежедневную промывку водой наружных поверхностей весового устройства и платформы с добавлением 0,5 % моющего средства.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВЕСОВ «МАССА-К»

1 Встаньте на платформу весов. Окончание взвешивания сопровождается высвечиванием символа «kg».

2 Сойдите с весов. Результат взвешивания останется зафиксированным на индикаторе весов на 10+15 секунд, после чего произойдет возврат показаний весов в исходное перед взвешиванием состояние. Для принудительного прекращения индикации результата взвешивания нажмите кнопку T.

3 При необходимости установите на платформу тару (дополнительный коврик) и после ее взвешивания нажмите кнопку T. Для исключения значения массы тары из памяти весов снимите коврик и нажмите кнопку T.

4 Весы могут показывать разность двух последних результатов взвешиваний. Для записи результата взвешивания нажмите кнопку M⁺. Запись сопровождается высвечиванием сегментов на левом знакоместе индикатора:

XX.XX kg

Примечание - XX.XX - взвешенная масса.

Индикация разности взвешивания производится нажатием и удерживанием кнопки MR.

Примечания

1 Весы обеспечивают максимальную точность, когда в ненагруженном состоянии высвечен индикатор «0.0». Если индикатор не высвечивается, необходимо нажать кнопку «0». Контроль состояния ненагруженных весов должен осуществляться как при первом включении, так и в процессе взвешивания.

2 Кнопка «0» используется только для коррекции ненагруженных весов и не должна использоваться для выборки массы тары.

