

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Протирка водным 0,5% раствором моющего средства наружной поверхности съёмной платформы и последующей протиркой ее насухо. Использование органических растворителей не допускается.

Для того чтобы снять платформу, необходимо: придерживая корпус весов, приподнять один, затем другой передний угол платформы и далее продолжать поднимать платформу до полного её снятия.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается поднимать и переносить весы за съёмную платформу.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСТОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ «САША»

1 Положить на платформу весов пеленку. Индикатор покажет массу пеленки.

0.150 kg

2 Произвести выборку массы тары (пеленки) - нажать кнопку . Индикатор покажет нули и загорится индикатор тары **NET**, означающий, что масса пеленки не будет учитываться при взвешивании ребенка.

NET 0.000 kg

3 Положить на пеленку ребенка. Индикатор покажет массу ребенка.

NET 3.900 kg

Примечание. Рекомендуется проводить взвешивание, когда ребенок находится в спокойном состоянии (не совершает резких движений).

4 Снять ребенка с весов. Результат взвешивания останется зафиксированным на индикаторе весов на 35-40 секунд, после чего произойдет возврат показаний весов в исходное перед взвешиванием ребенка состояние. Для принудительного возврата результата взвешивания в исходное состояние, нажать кнопку .

NET 0.000 kg

Для обнуления значения массы тары снять пеленку и нажать кнопку .

0.000 kg

Примечание. Минимальное значение массы, при которой происходит её фиксация, составляет 20 г.

5 Весы позволяют высвечивать разность результатов двух взвешиваний. Для этого нужно последовательно записать в память весов результаты двух взвешиваний (например, до кормления и после).

Для записи каждого результата взвешивания, нажимать кнопку .

6 Запись сопровождается высвечиванием сегментов на левом знаменосце индикатора.

7 Например:

NET 3.900 kg

До кормления

NET 4.000 kg

После кормления

Для индикации разности взвешивания нужно нажимать и удерживать кнопку .

0.100 kg

Разность взвешиваний

8 Максимальная точность взвешивания обеспечивается, когда индикатор  в ненагруженном состоянии весов высвечен. Если индикатор  не светится, необходимо нажать кнопку . Контроль состояния ненагруженных весов должен осуществляться как при включении, так и в процессе работы с весами.

Кнопка  используется только для коррекции ненагруженных весов и не должна использоваться для выборки массы тары.

