



Краткая инструкция аппарата поддержки дыхания для новорожденных АПДН -01

1. Включить аппарат в сеть и нажать кнопку на задней крышке корпуса. Индикатор «СЕТЬ» загорелся зеленым, кнопка «УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ» мигает желтым.
2. Установить необходимую концентрацию кислорода ручкой «СМЕСИТЕЛЬ» и рабочее давление КВС в контуре пациента, вращая «РУЧКУ РАСХОДОМЕРА»
3. Нажать кнопку «УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ»
4. Убедиться, что индикатор установки сигнализации загорелся зеленым цветом,
5. Сигнализация установлена
6. При превышения давления или понижения индикатор «НЕСООТВЕТСТВИЕ ДАВЛЕНИЯ» начнет мигать красным цветом и включится звуковая сигнализация.
7. Временное отключение сигнализации производится нажатием кнопки «ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА», при этом индикатор «НЕСООТВЕТСТВИЕ ДАВЛЕНИЯ» не прекращает мигать красным цветом.

Дезинфекция и обработка

- Салфеткой, смоченной дез.раствором, протереть дважды с интервалом 10-15 минут все наружные поверхности.
- Выдержать 1 час
- Все поверхности тщательно протереть салфеткой, смоченной чистой водой, а затем насухо протереть.