



Краткая инструкция аппарата подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии «АМПИР-01»

Начало работы

- Произвести намотку инфузионной магистрали по часовой стрелке, начиная от корпуса аппарата. Требуется сделать 1-2 полных витка;
- Переведите кнопку включения сети в положение «Включено»;
- На индикаторе отобразится ранее установленная температура, стрелками, расположенными на лицевой панели, задайте необходимую температуру в диапазоне 34-41,5°;
- Для начала нагрева нажмите кнопку «ПУСК».

Окончание работы

- По окончании инфузионной/трансфузионной терапии нажмите кнопку «СТОП».
- Выключите питание аппарата
- Отсоедините магистраль от аппарата;

Чистка и дезинфекция

- Для очистки загрязненных поверхностей аппарата применяйте салфетку смоченную дезинфицирующим средством, разрешенным к применению МЗ.
- Для очистки канавок теплообменника смочите ватную палочку смоченную дез.средством и очистите канавки теплообменника по всей длине, повторить 2-3 раза.