

Экстрактор вакуумный «Вакус»-7209



Начало работы

- Контейнер- сборник поместить в гнездо и установить крышку контейнера с запорным клапаном;
- Плотно закрутите по часовой стрелке рукоятку , регулирующую установку вакуума, перекройте входное отверстие пальцем.
- Включите прибор, значение вакуума должно быстро возрасти до величины больше, чем 0,08 МПа; освободите входное отверстие, и значение должно опуститься до величины меньше, чем 0,02МПа.
- Уровень вакуума может быть отрегулирован путем настройки регуляторной ручки.
- Шланг с фильтром одеть на отсасывающий штуцер, а вторым концом на штуцер с маркировкой ВАКУУМ;
- Дренажный шланг надеть на штуцер на крышке контейнера с запорным клапаном;

Очистка и дезинфекция

- Отключить от сети;
- Контейнер опорожнить.
- Контейнер, крышку продезинфицировать в дез.растворе.
- Корпус протереть салфеткой с дез.раствором.