

Перфузор компакт С

1. Установка шприца

- Заполните шприц медикаментом и соедините с инфузионной магистралью.
- Включите прибор, используя кнопку . Обратите внимание на автоматическое самотестирование прибора: после включения на экране появятся на 2 секунды все элементы, а также аудиосигнал тревоги. Затем на экране появятся данные скорости: 111,1 222,2 555,5. Затем – программная версия ВВ или ВС. Дополнительно проводится самотестирование прибора с отображением значков , , , а также десятичной точки.



- Откройте держатель шприца, сдвиньте замок штока привода вверх и выдвиньте приводное устройство. Установите шприц таким образом, чтобы упорные пластины цилиндра и поршня шприца вошли в направляющие пазы корпуса насоса и выдвигаемого приводного механизма соответственно. Закройте держатель шприца. Если шприц установлен правильно, замок штока привода защелкнется. В этот момент на экране появится код шприца, который должен соответствовать коду вставленного шприца – см. таблицу кодов шприцов (с. 12). Подтвердите тип шприца, нажав кнопку **F**.
- Заполните инфузионную магистраль медикаментом, используя кнопку **BOL** . Скорость заполнения равна установленной скорости болюса. Нажмите кнопку **F** (на экране появится значок F). Нажмите кнопку **BOL**  один раз, на экране будет мигать цифра скорости болюса, затем вновь нажмите и удерживайте кнопку **BOL** , пока инфузионная магистраль не заполнится (максимальный объем – 1 мл), если этого недостаточно – нажмите **BOL**  еще раз. (Поскольку насос остается в режиме остановки инфузии, введенный болюс не добавляется к суммарному введенному объему).

2. Установка скорости инфузии

- Введите значение от 0,01 до 200,0 мл/час* (например, для того чтобы задать скорость 2.56 мл/час нажмите 2—.—5—6). Проверьте данные на экране. Для исправления нажмите кнопку сброса **C** и введите новые данные.

3. Начало инфузии

- Нажмите **START**  Индикатор инфузии на экране  начнет вращаться.

* Максимальная скорость инфузии зависит от объема шприца (см. «Технические характеристики», с. 12)

Перфузор компакт С

4. Окончание инфузии

- Нажмите  или  на 2 секунды.

5. Смена шприца

- Нажмите кнопку . Отсоедините пациента! Откройте держатель шприца и удалите шприц. Установите новый наполненный медикаментом шприц с инфузионной магистралью. Закройте держатель шприца. Подтвердите тип шприца, нажав кнопку . Подсоедините пациента и нажмите кнопку .

6. Изменение скорости инфузии

- Нажмите кнопку .
Нажмите кнопку сброса  и введите новое значение.
Нажмите кнопку .

Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование):

- Не прерывая инфузии, нажмите кнопку сброса , введите новое значение и подтвердите его, нажав кнопку . На экране появится новое значение скорости инфузии. Если кнопка  не была нажата после введения изменений, через 10 секунд на экране появится прежнее значение скорости инфузии.