

Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы и инфузионных средств



1. Включите аппарат, на индикаторе «Температура» будет отображаться текущая температура теплоносителя, а на индикаторе «Цикл» предварительно установленная длительность работы аппарата, равная 20 минутам.
2. Убедитесь, что температура теплоносителя, отображаемая на индикаторе «Температура» не ниже значения $+35,6^{\circ}$.
3. Извлеките кассеты из каретки аппарата. Вложите объект для размораживания в технологический пакет и поместите его в кассету. Разместите кассету, с размораживаемым объектом в каретку аппарата.
4. Установите время цикла размораживания, нажатием кнопки «Установка». По умолчанию, после включения устанавливается время цикла 20 минут, обеспечивающее разморозку 4-х контейнеров объемом содержимого 250 мл каждый, предварительно охлажденных до температуры -30°C .
5. После установки времени цикла нажмите кнопку «Пуск». Каретка придет в движение, обеспечивая покачивание содержимого объектов разморозки и помешивание теплоносителя в ванне аппарата.
6. По окончании заданного времени цикла размораживания аппарат выключит помешивания (каретка остановится) и включит звуковую сигнализацию окончания цикла.
7. Выключите аппарат, переключив тумблер в положение «О».

Техническое обслуживание

Для сохранения эффективности работы электронагревателя аппарата следует регулярно 1 раз в 6 месяцев удалять с него накипь следующим образом:

- слить теплоноситель;
- налить в ванну 4 литра чистой горячей воды (не менее 70°) и добавить 50 гр лимонной кислоты;
- выдержать 12 часов;
- Промыть ванну чистой водой.