

Краткая инструкция центрифуги медицинской CM-6M



Поместите пробирки в адаптеры ротора. Всегда загружайте ротор симметрично, минимизируя

Крышка блокируется и разблокируется автоматически, по завершению цикла центрифугирования или нажатием кнопки до начала цикла.

Установка параметров работы центрифуги делается на включенном приборе при открытой или закрытой крышке до начала центрифугирования. Обороты или центробежную силу возможно корректировать во время центрифугирования. При запуске, центрифуга определяет положение ротора, возможно движение ротора в обратном направлении до 30° - это не является неисправностью.

1. Установка скорости вращения ротора:

Установите необходимую величину кнопками «ВВЕРХ» «НИЗ» под индикатором «*1000»

2. Установка времени работы:

Установите необходимую величину кнопками «вверх» «низ» под индикатором «MIN».

3. Открытие крышки центрифуги:

Откройте крышку центрифуги нажатием кнопки «OPEN». Во время центрифугирования кнопка не работает.

4. Запуск центрифуги:

Закройте крышку центрифуги и запустите центрифугу нажатием кнопки «START STOP».

5. Преждевременная остановка:

Остановите центрифугу до истечения установленного времени нажатием кнопки «START STOP».

6. Смена единицы измерения вращения ротора:

Для смены PRM (об/мин) на G (ОЦУ) или на оборот нажмите и удерживайте кнопки «вверх» «низ» под индикатором x1000 в течении 5 секунд. Световой индикатор загорится у выбранной единицы измерения.

7. Выбор степени торможения:

Нажмите и удерживайте в течении 5 секунд обе кнопки «вверх» «низ» под индикатором «MIN».

После чего выберите желаемую степень и оставьте прибор на 5 секунд, выход из меню выбора степеней торможения выполнится автоматически.

Обработка

- откройте крышку центрифуги;
- выньте вилку питания из розетки;
- снимите ротор;
- обработайте ротор все видимые поверхности салфеткой смоченной в дез.растворе, разрешенным к использования МЗ;
- вытрите все поверхности насухо.