

# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## Медицинский биохимический анализатор Техномедика БиАн (АБхФк-02-«НПП-ТМ»)

СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ!

### 1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Включите прибор тумблером питания (на задней панели).
- 4 Дождитесь включения и готовности прибора (на дисплее загорится индикатор).



### 2 ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1 Подготовьте образцы и реагенты согласно методике исследования.
- 2 Подготовьте фильтровальную бумагу (при необходимости).
- 3 Установите кюветы в измерительные гнезда.
- 4 Закройте крышку прибора.

### 3 ЗАПУСК АНАЛИЗА

- 1 Кнопкой «МЕНЮ» выберите необходимый режим работы.
- 2 Кнопками «ВЫБОР ▲/▼» установите параметры анализа.
- 3 Кнопкой «ВВОД» подтвердите выбор.
- 4 Дождитесь завершения измерения.

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

|         |         |                                          |
|---------|---------|------------------------------------------|
| ДИСПЛЕЙ |         | – отображение информации и результатов.  |
|         | БУМАГА  | – протяжка бумаги.                       |
|         | МЕНЮ    | – выбор режима работы и меню настроек.   |
|         | ВЫБОР ▲ | – переход вверх / увеличение значения.   |
|         | ВЫБОР ▼ | – переход вниз / уменьшение значения.    |
|         | ВВОД    | – подтверждение выбора / запуск анализа. |
|         | ОТМЕНА  | – отмена действия / возврат.             |
|         | ПЕЧАТЬ  | – печать результата.                     |

### 4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Биологический материал центрифугируем на 1500 оборотах 20 минут.
- 2 После в чистую пробирку наливаем 900 мкл раствора пирагаллового красного и 100 мкл надосадочной жидкости, оставляем на 10 минут.
- 3 После 10 минут наливаем в кювету и проводим исследование.
- 4 Полученный результат умножаем на количество мочи и делим на 1000, полученный результат вбиваем в программу.

### 5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 Откройте крышку и извлеките кюветы.
- 2 Очистите измерительные гнезда мягкой салфеткой.
- 3 Выключите прибор тумблером питания.
- 4 Отключите прибор от электросети.
- 5 Уберите рабочее место.



#### ВАЖНО!

- Не открывайте крышку прибора во время работы.
- Используйте только чистые и сухие кюветы.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- Соблюдайте чистоту оптических поверхностей.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**

❗ Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации прибора.