

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ КРОВИ
И ЭЛЕКТРОЛИТОВ

ABL 800 FLEX



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор предназначен для быстрого и точного измерения газов крови, электролитов, метаболитов и оксиметрических показателей в цельной крови.



ВАЖНО!

- Используйте только совместимые картриджи и расходные материалы Radiometer.
- Соблюдайте температурный режим и чистоту прибора.
- Не открывайте крышки и не перемещайте каретку во время анализа.
- В случае ошибки следуйте инструкциям на экране.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Включите анализатор с помощью кнопки питания. Дождитесь завершения загрузки системы.



- 2 Проверьте уровень деионизированной воды и статус реагентов.



- 3 Убедитесь в наличии и сроке годности картриджей. При необходимости установите новые.



- 4 Выполните контроль качества (QC) в соответствии с требованиями лаборатории.



- 5 Убедитесь в наличии печати и достаточном количестве расходных материалов.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 В главном меню выберите тип образца и задайте данные пациента.



- 2 Вставьте картридж в отсек до щелчка. Анализатор распознает тип автоматически.



- 3 Наберите кровь в шприц без пузырьков. Плотнo закройте колпачок.



- 4 Вставьте шприц в порт картриджа до упора. Анализ запустится автоматически.



- 5 Дождитесь завершения анализа (результаты отображаются на экране).



- 6 Сохраните, распечатайте или передайте результаты в ЛИС.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



- 1 Извлеките и утилизируйте использованный картридж.



- 2 Утилизируйте использованный шприц.



- 3 Проверьте уровень воды и реагентов. При необходимости долейте/замените.



- 4 Протрите поверхности прибора мягкой безворсовой салфеткой.



- 5 Переведите анализатор в режим ожидания или выключите питание.

4. УХОД ЗА АНАЛИЗАТОРОМ

- ✓ Ежедневно очищайте поверхности прибора.
- ✓ Регулярно проверяйте уровень воды и реагентов.
- ✓ Проводите контроль качества в соответствии с графиком.
- ✓ Не используйте абразивные и агрессивные средства.
- ✓ Следуйте регламенту технического обслуживания производителя.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Работайте в перчатках и лабораторном халате.



Не используйте поврежденные картриджи и расходные материалы.



При попадании крови или реагентов немедленно промойте поверхность.



Утилизируйте отходы согласно требованиям лаборатории.



ПОМНИТЕ!

Точность результатов зависит от правильной подготовки образца, качественных реагентов и соблюдения правил эксплуатации.

RADIOMETER