

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АНАЛИЗАТОР АГРЕГАТОМЕТРИИ АЛАТ-2

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



МАСКА



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Подключите прибор к электросети и включите его.
- 2 Проверьте готовность прибора к работе.
- 3 Подготовьте исследуемый образец и реагенты согласно утверждённой методике.

2 ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1 Установите кювету с исследуемым образцом в ячейку 1 или ячейку 2.
- 2 Установите магнитную мешалку, если это предусмотрено методикой.
- 3 Убедитесь, что кювета установлена правильно.

3 ЗАПУСК АНАЛИЗА

- 1 Нажмите кнопку «Старт» соответствующей ячейки.
- 2 Загорится индикатор «Перемешивание» – происходит перемешивание образца.
- 3 После достижения необходимой температуры загорится индикатор «Термостат».
- 4 Начнётся регистрация результатов – загорится индикатор «Регистрация».

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Извлеките кювету после завершения анализа.
- 2 Утилизируйте образец согласно правилам работы с биологическим материалом.
- 3 Очистите рабочую зону и при необходимости проведите обработку кюветы/мешалки.
- 4 При необходимости выключите прибор.



ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ

- **ТЕРМОСТАТ** – включен нагрев, прибор выходит на рабочую температуру.
- **ПЕРЕМЕШИВАНИЕ** – происходит перемешивание образца.
- **РЕГИСТРАЦИЯ** – выполняется регистрация и анализ результатов.
- **СТАРТ** – запуск / остановка исследования.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Не открывайте и не извлекайте кювету во время проведения анализа.
- 2 Дождитесь окончания регистрации.
- 3 Следите за индикаторами работы прибора.



ВАЖНО!

- Не устанавливайте и не извлекайте кювету во время работы мешалки.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- Работайте с образцами в соответствии с правилами биологической безопасности.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации прибора АЛАТ-2.

