

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АНАЛИЗАТОР МОЧИ LAURA

Urine Strips Analyser

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



МАСКА



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Подключите прибор к электросети и включите его.
- 2 Дождитесь завершения самотестирования.
- 3 Убедитесь, что индикатор готовности на экране показывает «Ready».
- 4 Проверьте наличие тест-полосок и достаточного места в памяти (при необходимости).



2 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

- 1 Тщательно перемешайте образец мочи.
- 2 Убедитесь, что образец свежий и однородный.
- 3 При необходимости центрифугируйте образец и используйте прозрачную надсадочную мочу.

3 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

- 1 Нажмите «Start» на сенсорном экране.
- 2 Выберите нужный тип тест-полоски.
- 3 Погрузите тест-полоску в образец мочи на время, указанное в инструкции к полоскам.
- 4 Удалите излишки мочи о край контейнера.
- 5 Установите тест-полоску в приёмное отверстие прибора стрелками вперёд.

Анализ начнётся автоматически.

ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ

- **READY** – прибор готов к работе.
- **RUNNING** – выполняется анализ.
- **WAIT** – ожидание действий пользователя (например, вставьте полоску).
- **ERROR** – ошибка. См. руководство пользователя.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Не извлекайте полоску во время анализа.
- 2 Дождитесь завершения анализа.
- 3 Результаты отобразятся на экране прибора.

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Извлеките использованную тест-полоску.
- 2 Утилизируйте полоску и образец согласно требованиям.
- 3 При необходимости сохраните или распечатайте результаты.
- 4 Выключите прибор (если не будет использоваться).



ВАЖНО!

- Используйте только совместимые тест-полоски.
- Не прикасайтесь к реакционным зонам полоски.
- Не погружайте тест-полоску в мочу дольше рекомендуемого времени.
- Закрывайте ёмкость с полосками сразу после извлечения.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- При появлении ошибок прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации анализатора мочи LAURA.