

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА

АПГ 4-02-П



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор предназначен для проведения исследований системы гемостаза: измерения времени свертывания и других коагулометрических показателей плазмы крови.



ВАЖНО!

- Используйте аппарат только по назначению.
- Соблюдайте температурный режим и чистоту.
- Используйте только качественные реагенты.
- Не перемещайте аппарат во время работы.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



1 Подключите кабель питания к сети 220 В и включите питание.



2 Дождитесь прогрева прибора (не менее 15 минут).



3 Проверьте наличие и уровень реагентов в рабочих ячейках.



4 Проверьте чистоту кювет и нагревательных гнезд.



5 При необходимости установите бумагу в принтер.



6 Прибор готов к работе после завершения самодиагностики.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



1 В меню выберите необходимый метод исследования.



2 Установите требуемую температуру инкубации (обычно 37 °C).



3 Внесите в кювету реагент, установите кювету в соответствующее гнездо.



4 Добавьте в кювету пробу плазмы крови, запустите измерение.



5 Дождитесь окончания анализа. Результат отобразится на дисплее.



6 Сохраните и/или распечатайте результат при необходимости.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



Извлеките кюветы и удалите остатки реагентов.



Очистите рабочие гнезда и поверхности мягкой салфеткой.



Проверьте уровень реагентов и закройте емкости крышками.



Переведите прибор в режим ожидания и выключите питание.



Отключите кабель питания от сети.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Ежедневно очищайте рабочие гнезда и поверхности от загрязнений.



Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.



Протирайте поверхности мягкой безворсовой салфеткой.



Регулярно проверяйте исправность кабеля питания и целостность корпуса.



Храните прибор в сухом чистом помещении при температуре 15–30 °C.



Проводите техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.



Не используйте прибор при видимых повреждениях.



Работайте только с исправными реагентами и кюветами.



Не открывайте корпус прибора.



При появлении ошибок или сбоев обратитесь к инструкции или сервисному специалисту.



ПОМНИТЕ!

Точность результатов зависит от правильной подготовки проб, качества реагентов и соблюдения методики исследования.

