

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

ERBA XL-1000



НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический биохимический анализатор предназначен для количественного определения широкого спектра биохимических показателей в сыворотке, плазме и моче методами фотометрии.



ВАЖНО!

- Используйте анализатор только по назначению.
- Соблюдайте температурный режим и чистоту.
- Используйте только оригинальные реагенты и расходные материалы.
- Не открывайте крышки и двери во время работы прибора.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Подключите анализатор к сети 220 В и включите тумблер питания.



- 2 Дождитесь завершения инициализации системы (на экране появится главное меню).



- 3 Проверьте уровень деионизированной воды и моющих растворов (Wash 1, Wash 2). При необходимости долейте.



- 4 Проверьте наличие и срок годности реагентов. Установите реагенты в соответствующие позиции.



- 5 Выполните проверку температуры кюветного отсека и реакционной карусели.



- 6 Проверьте чистоту кювет, мешалок и зондов. При необходимости выполните очистку.



- 7 Выполните контрольные измерения (калибровку) с использованием контрольных материалов.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 В главном меню выберите нужный тест или профиль исследований.



- 2 Установите образцы в штатив в соответствии с позиций ротора для образцов.



- 3 Загрузите штатив с образцами в анализатор.



- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала анализа.



- 5 Анализатор автоматически выполнит дозирование реагентов, инкубацию и измерение.



- 6 Результаты отображаются на экране и сохраняются в базе данных.



- 7 Распечатайте или передайте результаты в ЛИС (при подключении).

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



Завершите выполнение текущих анализов.



Извлеките штативы с образцами и удалите остатки проб.



Запустите программу промывки системы (Wash Cycle).



Очистите кюветы, мешалки и поверхности мягкой безворсовой салфеткой.



Проверьте уровень воды и моющих растворов. При необходимости долейте.



Переведите анализатор в режим ожидания и выключите питание.

4. УХОД ЗА АНАЛИЗАТОРОМ



Ежедневно выполняйте промывку системы и очистку кювет.



Регулярно проверяйте уровень воды и моющих растворов.



Очищайте поверхности мягкой безворсовой салфеткой.



Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.



Регулярно проверяйте состояние зондов, мешалок и дозаторов.



Проводите техническое обслуживание согласно руководству пользователя.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ❗ Не открывайте крышки и двери во время работы прибора.
- ❗ Не прикасайтесь к движущимся частям анализатора.
- ❗ Работайте в перчатках и лабораторном халате.
- ❗ Не используйте поврежденные реагенты и расходные материалы.
- ❗ При попадании реагентов немедленно промойте поверхность.
- ❗ При появлении ошибок обратитесь к руководству пользователя или сервисному специалисту.



ПОМНИТЕ!

Качество результатов зависит от правильной подготовки образцов, качества реагентов и соблюдения правил эксплуатации анализатора.

