

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ERBA XL 200



НАЗНАЧЕНИЕ

Биохимический анализатор ERBA XL 200 предназначен для количественного определения биохимических параметров в сыворотке, плазме и других биологических жидкостях человека.



ВАЖНО!

- Используйте анализатор только по назначению.
- Соблюдайте требования безопасности.
- Используйте только совместимые реагенты и расходные материалы.
- Не перемещайте прибор во время работы.
- Не открывайте крышку во время выполнения цикла.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Подключите анализатор к сети 220 В и включите питание.



- 2 Проверьте уровень деионизированной воды, промывочного раствора и отходов.



- 3 Проверьте наличие реагентов и откройте флаконы. Установите их в соответствующие позиции.



- 4 Проверьте чистоту пробирок и кювет. При необходимости очистите.



- 5 Дождитесь завершения инициализации системы.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 На сенсорном экране выберите необходимый метод анализа.



- 2 Установите образцы в штатив на автосамплер. Проверьте правильность и положение пробирок.



- 3 Проверьте объемы реагентов и калибраторов. При необходимости выполните калибровку.



- 4 Нажмите кнопку START для запуска анализа.



- 5 Следите за ходом выполнения на экране. Результаты сохраняются автоматически.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



- 1 Проверьте и сохраните результаты.



- 2 Проведите промывку системы согласно протоколу.



- 3 Удалите отходы и слейте их из контейнера.



- 4 Выключите прибор кнопкой питания.



- 5 Закройте реагенты и уберите рабочее место.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- ✓ Ежедневно очищайте поверхности прибора мягкой салфеткой.
- ✓ Регулярно проверяйте уровень реагентов, мойного раствора, воды и отходов.
- ✓ Проводите еженедельную промывку системы.
- ✓ Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.
- ✓ Проводите техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Не открывайте крышку во время работы прибора.
- ⚠ Не прикасайтесь к движущимся частям.
- ⚠ Используйте средства индивидуальной защиты.
- ⚠ Работайте только с исправными реагентами и материалами.
- ⚠ При ошибках обратитесь к инструкции или сервисному специалисту.



ПОМНИТЕ!

Точность результатов зависит от правильной подготовки проб, качества реагентов и соблюдения методики исследования.

