

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

ERBA XL-640



НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический биохимический анализатор предназначен для количественного определения широкого спектра биохимических показателей в сыворотке, плазме и моче методами фотометрии.



ВАЖНО!

- Используйте анализатор только по назначению.
- Соблюдайте температурный режим и чистоту.
- Используйте только оригинальные реагенты и расходные материалы.
- Не оставляйте открытой крышку во время работы прибора.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Подключите анализатор к сети 220 В и включите тумблер питания.



- 2 Дождитесь завершения загрузки системы (на экране отобразится главное меню).



- 3 Проверьте уровень деионизированной воды и моющих растворов (Wash 1, Wash 2). При необходимости долейте.



- 4 Проверьте наличие и срок годности реагентов. Установите реагенты в соответствующие позиции.



- 5 Проверьте чистоту кювет и измерительного ротора.



- 6 Выполните контрольные измерения (калибровку) при необходимости.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 В главном меню выберите нужный тест или профиль исследований.



- 2 Установите образцы в штатив в соответствии с позиций ротора для образцов.



- 3 Загрузите штатив с образцами в анализатор.



- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала анализа.



- 5 Анализатор автоматически выполнит дозирование реагентов, инкубацию и измерение.



- 6 Результаты отобразятся на экране.



- 7 Сохраните, распечатайте или передайте результаты в ЛИС (при подключении).

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



Завершите выполнение текущих анализов.



Извлеките штативы с образцами и реагентами.



Запустите программу промывки системы (Wash Cycle).



Очистите кюветы и измерительный ротор при необходимости.



Проверьте и при необходимости долейте деионизированную воду и моющие растворы.



Переведите анализатор в режим ожидания и выключите питание.

4. УХОД ЗА АНАЛИЗАТОРОМ



Ежедневно выполняйте промывку системы и очистку кювет.



Регулярно проверяйте уровень воды и моющих растворов.



Очищайте поверхности мягкой безворсовой салфеткой.



Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.



Регулярно проверяйте состояние трубок, дозаторов и кюветного блока.



Проводите техническое обслуживание согласно руководству пользователя.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Не открывайте крышку во время работы прибора.



Не прикасайтесь к движущимся частям анализатора.



Работайте в перчатках и лабораторном халате.



Не используйте поврежденные реагенты и расходные материалы.



При проливе реагентов немедленно протрите поверхность.



При появлении ошибок обратитесь к руководству пользователя или сервисному специалисту.



ПОМНИТЕ!

Качество результатов зависит от правильной подготовки образцов, качества реагентов и соблюдения правил эксплуатации анализатора.

