

# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ERBA H360

СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



МАСКА  
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)



СОБЛЮДАЙТЕ  
ПРАВИЛА  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ!

### 1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Подключите анализатор и включите питание.
- 2 Дождитесь полной загрузки системы.
- 3 Проверьте наличие реагентов, промывочного раствора и контейнера для отходов.
- 4 Убедитесь, что ошибок на экране нет и прибор имеет статус **Ready / Готов**.

### 2 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

- 1 Осторожно перемешайте пробирку с кровью 8–10 раз.
- 2 Проверьте правильность маркировки образца.
- 3 При необходимости введите данные пациента или выберите рабочий список.

### 3 ЗАПУСК АНАЛИЗА

- 1 Откройте держатель проб.
- 2 Установите пробирку до упора.
- 3 Закройте держатель.
- 4 Нажмите **Start** или подтвердите запуск исследования на экране.

### 4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Не извлекайте пробирку до окончания анализа.
- 2 Дождитесь отображения результатов.
- 3 При необходимости распечатайте или сохраните результаты.

### 5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Извлеките пробирку.
- 2 Утилизируйте биоматериал согласно требованиям.
- 3 По окончании смены выполните промывку (Shutdown/Cleaning).
- 4 Выключите прибор (если предусмотрено регламентом).



#### ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ

- READY** – прибор готов к работе.
- ANALYZING** – выполняется анализ.
- PRINTING / SAVING** – сохранение или печать результатов.
- ERROR / ALARM** – требуется устранение ошибки.

#### ВАЖНО!

- Используйте только рекомендованные реагенты Erba.
- Не открывайте отсек во время анализа.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- Используйте только хорошо перемешанные образцы.
- При появлении ошибок прекратите работу и сообщите ответственному сотруднику.



СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации прибора ERBA H360.