

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Инкубатор ID-Incubator L (Bio-Rad Laboratories)

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите инкубатор на ровную, устойчивую поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Включите инкубатор с помощью выключателя на задней панели.
- 4 Дождитесь включения прибора и готовности к работе (на дисплее отобразится стартовое меню).

2 ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1 Подготовьте образцы согласно методике исследования.
- 2 Разместите пробирки/планшеты в гнездах инкубатора.
- 3 Убедитесь, что крышка прибора закрыта.

3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

- 1 На сенсорном экране выберите необходимый режим работы.
- 2 Установите требуемые параметры инкубации:
 - температура
 - время
- 3 Нажмите «Start» для запуска инкубации.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Инкубатор начнёт работу в соответствии с заданными параметрами.
- 2 Во время работы на дисплее отображаются текущая температура и оставшееся время.
- 3 Не открывайте крышку во время инкубации.
- 4 По завершении инкубации прозвучит звуковой сигнал.

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 Откройте крышку и извлеките образцы.
- 2 Очистите гнезда и внутреннюю поверхность прибора мягкой салфеткой.
- 3 Выключите инкубатор выключателем на задней панели.
- 4 Отключите прибор от электросети.
- 5 Уберите рабочее место.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН)



HOME

– возврат в главное меню.



TEMPERATURE

– настройка температуры инкубации.



TIME

– настройка времени инкубации.



START

– запуск инкубации.



STOP

– остановка инкубации.



SETTINGS

– дополнительные настройки прибора.



ВАЖНО!

- Не открывайте крышку во время работы инкубатора.
- Соблюдайте чистоту гнезд и внутренних поверхностей.
- Используйте только рекомендованные пробирки и планшеты.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации инкубатора ID-Incubator L (Bio-Rad Laboratories).