

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Инкубатор с термошейкером GRIFOLS DG THERM

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Включите прибор выключателем на задней панели.
- 4 Дождитесь включения и готовности к работе (на дисплее отобразятся параметры).

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Установите пробирки в гнезда блока (плотно и симметрично).
- 2 Убедитесь, что пробирки надёжно зафиксированы.
- 3 Закройте крышку прибора.

3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

- 1 Кнопками на панели управления установите необходимые параметры:
 - TIME – время инкубации (часы : минуты)
 - Температура (°C)
 - Скорость перемешивания (об/мин)
- 2 Нажмите кнопки / (слева/справа) для подтверждения параметров.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Нажмите кнопку / для начала работы (загорится индикатор).
- 2 На дисплее отображаются заданные и текущие параметры.
- 3 Не открывайте крышку во время работы прибора.

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 По завершении инкубации прибор подаст звуковой сигнал.
- 2 Нажмите кнопку / для остановки работы.
- 3 Откройте крышку и извлеките образцы.
- 4 Выключите прибор выключателем на задней панели.
- 5 Отключите прибор от электросети.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

	ДИСПЛЕЙ	– отображение заданных и текущих параметров (время, температура, скорость).
	/	– увеличение / уменьшение значения параметра.
	TIME	– установка времени инкубации (часы : минуты).
	RPM	– установка скорости перемешивания (об/мин).
	T (°C)	– установка температуры инкубации (°C).
/		– запуск / остановка работы прибора.



ВАЖНО!

- Не открывайте крышку прибора во время работы.
- Устанавливайте пробирки симметрично и плотно в гнезда.
- Не используйте прибор без пробирок.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации инкубатора с термошейкером GRIFOLS DG THERM.