

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АНАЛИЗАТОР МОЧИ LAURA SMART

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



МАСКА



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Подключите прибор к электросети и включите его.
- 2 Дождитесь завершения самотестирования.
- 3 Убедитесь, что индикатор готовности на экране показывает «Ready».
- 4 Проверьте наличие тест-полосок и достаточного места в памяти (при необходимости).

2 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

- 1 Тщательно перемешайте образец мочи.
- 2 Убедитесь, что образец свежий и однородный.
- 3 При необходимости центрифугируйте образец и используйте прозрачную надсадочную мочу.

3 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

- 1 Нажмите кнопку «TEST» / «ПУСК».
- 2 Вставьте тест-полоску в направляющие держателя стрелками вперёд.
- 3 Осторожно продвиньте полоску до упора.
- 4 Анализ начнётся автоматически.
- 5 Дождитесь завершения анализа. Результаты отобразятся на экране.

4 ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

- 1 Результаты показываются на дисплее прибора.
- 2 При необходимости распечатайте результат (если доступен принтер).
- 3 Сохраните или передайте результаты согласно требованиям.

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Извлеките использованную тест-полоску и утилизируйте согласно требованиям.
- 2 При необходимости очистите держатель полосок сухой салфеткой.
- 3 Выключите прибор (если не будет использоваться).



ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ

- **READY** – прибор готов к работе.
- **RUNNING** – выполняется анализ.
- **WAIT** – ожидание действия пользователя (например, вставьте полоску).
- **ERROR** – ошибка. См. руководство пользователя.



ВАЖНО!

- Используйте только совместимые тест-полоски LAURA.
- Не прикасайтесь к реакционным зонам полоски.
- Не погружайте тест-полоску в мочу дольше рекомендуемого времени.
- Вставляйте полоску стрелками вперёд до упора.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- При появлении ошибок прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации анализатора мочи LAURA SMART.