

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

МИКРОСКОП ZEISS PRIMO STAR



НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете в светлом поле.



ВАЖНО!

- ✓ Бережно обращайтесь с оптикой.
- ✓ Не касайтесь линз пальцами.
- ✓ Не перемещайте микроскоп за тубусы или предметный столик.
- ✓ После работы выключайте питание и накрывайте микроскоп чехлом.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1** Установите микроскоп на ровную поверхность.



- 2** Подключите кабель питания и включите освещение.



- 3** Поместите препарат на предметный столик и зафиксируйте.



- 4** Выберите объектив с наименьшим увеличением (4x).



- 5** Отрегулируйте яркость освещения.



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** Смотрите в окуляры и медленно поднимайте столик с помощью грубого винта до появления изображения.



- 2** Настройте резкость тонким винтом фокусировки.



- 3** При необходимости настройте конденсор: высоту и диафрагму для контраста.



- 4** Для увеличения изображения поверните револьвер на более кратный объектив (10x, 40x, 100x). Иммерсионный – только с маслом.



- 5** Настраивайте резкость только тонким винтом.



- 6** При использовании объектива 100x нанесите иммерсионное масло на препарат.



3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ✓ Опустите предметный столик.
- ✓ Установите объектив 4x.
- ✓ Уменьшите яркость освещения.
- ✓ Выключите питание.
- ✓ Накройте микроскоп чехлом.

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Удаляйте пыль с оптики грушей.



Протирайте линзы только специальной салфеткой для оптики.



Не используйте спирт и агрессивные растворители.



Следите за чистотой кабелей и поверхности микроскопа.



ПОМНИТЕ!

Чистая оптика и правильная настройка – залог качественных исследований!

ZEISS