

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

МИКРОСКОП ZEISS SCOPE 1A



НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете в светлом поле.



ВАЖНО!

- Бережно обращайтесь с оптикой.
- Не касайтесь линз пальцами.
- Не перемещайте микроскоп за тубус или предметный столик.
- После работы выключайте питание и накрывайте микроскоп чехлом.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1** Установите микроскоп на ровную поверхность.



- 2** Подключите кабель питания и включите подсветку.



- 3** Установите препарат на предметный столик и зафиксируйте.



- 4** Выберите объектив с наименьшим увеличением (4x).



- 5** Отрегулируйте яркость освещения.



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** Смотрите в окуляры и медленно поднимайте предметный столик с помощью винта грубой фокусировки до появления изображения.



- 2** Настройте резкость с помощью винта тонкой фокусировки.



- 3** При необходимости отрегулируйте конденсор: высоту и диафрагму для лучшего контраста.



- 4** Для увеличения изображения поверните револьвер на объектив с большим увеличением.



- 5** Настройте резкость только винтом тонкой фокусировки.



- 6** При необходимости используйте масляную иммерсию (объектив 100x): нанесите иммерсионное масло на препарат.



3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- ✓ Опустите предметный столик.
- ✓ Установите объектив 4x.
- ✓ Уменьшите яркость подсветки.
- ✓ Выключите питание.
- ✓ Накройте микроскоп чехлом.

4. УХОД ЗА МИКРОСКОПОМ

- ✓ Удаляйте пыль с оптики мягкой грушей.
- ✓ Протирайте линзы только специальной салфеткой для оптики или мягкой безворсовой тканью.
- ✓ Не используйте спирт и агрессивные растворители для очистки оптики.
- ✓ Следите за чистотой кабелей и поверхности микроскопа.



ПОМНИТЕ!

Чистая оптика и правильная настройка – залог качественных исследований.

ZEISS