

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

MINI VIDAS



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор предназначен для проведения количественных биохимических исследований в сыворотке крови, плазме и других биологических жидкостях с использованием готовых реагентных тест-панелей.



ВАЖНО!

- Используйте только тест-панели и расходные материалы VIDAS.
- Соблюдайте температурный режим и чистоту прибора.
- Не открывайте крышки отсеков во время работы анализатора.
- В случае ошибки следуйте инструкциям на экране или в руководстве пользователя.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Включите анализатор кнопкой питания.



- 2 Дождитесь завершения самотестирования системы.



- 3 Проверьте уровень реагентов и состояние расходных материалов.



- 4 Убедитесь в наличии и сроке годности тест-панелей. Храните тест-панели в соответствии с инструкцией.



- 5 Выполните необходимое обслуживание, если требуется.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 В главном меню выберите тест и введите данные пациента или ID образца.



- 2 Вставьте тест-панель в соответствующий отсек до щелчка.



- 3 Нанесите образец в лунку тест-панели в соответствии с инструкцией к тесту.



- 4 Закройте отсек. Анализ начнется автоматически.



- 5 Дождитесь завершения анализа. Результаты отображаются на экране.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



- 1 Извлеките использованную тест-панель и утилизируйте как биологически опасные отходы.



- 2 Проверьте уровень реагентов и расходных материалов. При необходимости пополните.



- 3 Закройте отсеки и убедитесь в чистоте рабочих поверхностей.



- 4 Выключите анализатор кнопкой питания.

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



- Регулярно очищайте поверхности прибора мягкой безворсовой салфеткой.



- Используйте только рекомендованные чистящие средства.



- Проводите плановое обслуживание и калибровку в соответствии с руководством пользователя.



- Ведите журнал обслуживания и контроля качества.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Работайте в перчатках и лабораторном халате.



Образцы и расходные материалы могут быть потенциально опасны.



Не используйте поврежденные тест-панели.



Соблюдайте условия хранения тест-панелей и реагентов.



Перед работой изучите руководство пользователя.



ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – НАДЕЖНАЯ ДИАГНОСТИКА

Соблюдайте инструкцию и правила работы с анализатором!

