

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ МАШИНА

STEELCO DS 500



НАЗНАЧЕНИЕ

Моющая-дезинфицирующая машина STEELCO DS 500 предназначена для автоматизированной мойки, дезинфекции и сушки медицинских изделий многократного использования в лечебных и лабораторных учреждениях.



ВАЖНО!

- Используйте машину только по назначению.
- Соблюдайте требования безопасности.
- Используйте только рекомендованные моющие и нейтрализующие средства.
- Не открывайте дверцу во время выполнения цикла.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Подключите машину к сети водоснабжения, канализации и электросети.



- 2 Проверьте наличие моющего средства, нейтрализатора и ополаскивателя.



- 3 Установите фильтры и разбрызгивающие рукава. Проверьте их фиксацию.



- 4 Убедитесь, что камера чистая и пуста. Закройте дверцу.



- 5 Включите машину кнопкой

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 Выберите программу с помощью кнопок на панели управления.



- 2 Загрузите изделия в корзины, соблюдая рекомендованную загрузку.



- 3 Задвиньте корзины в камеру и закройте дверцу.



- 4 Нажмите кнопку START для запуска цикла. На дисплее отобразится ход выполнения.



- 5 По окончании цикла прозвучит звуковой сигнал. Откройте дверцу и извлеките корзины.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



- 1 Извлеките корзины с изделиями.



- 2 Проверьте чистоту камеры и фильтров. При необходимости очистите.



- 3 Снимите и промойте фильтры под проточной водой. Установите на место.



- 4 Оставьте дверцу приоткрытой для просушки камеры.



- 5 Выключите машину кнопкой

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- ✓ Ежедневно очищайте фильтры и разбрызгивающие рукава.
- ✓ Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.
- ✓ Регулярно проверяйте дозирующие системы и уровень средств.
- ✓ Проводите еженедельную или плановую декальцинацию (при необходимости).
- ✓ ТО выполняйте согласно руководству по эксплуатации.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Не открывайте дверцу во время выполнения цикла.
- ⚠ Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- ⚠ Используйте средства защиты при работе с химией.
- ⚠ Не загружайте легковоспламеняющиеся материалы.
- ⚠ При ошибках обратитесь к инструкции или сервисному специалисту.



ПОМНИТЕ!

Качество мойки и дезинфекции зависит от правильной загрузки, выбора программы и соблюдения рекомендаций производителя.

