

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА СОЭ

ROLLER 20PN



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор Roller 20PN предназначен для автоматического измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по методу Панченкова в пробирках.



ВАЖНО!

- Используйте прибор только по назначению.
- Соблюдайте требования безопасности.
- Используйте только совместимые СОЭ-пробирки и рекомендованные реагенты.
- Не перемещайте прибор во время работы.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

-  1 Установите анализатор на ровную горизонтальную поверхность.
-  2 Подключите кабель питания к сети 220 В и включите питание.
-  3 Установите стойку с пробирками в прибор.
-  4 Убедитесь в наличии реагента (Na_3 цитрат 3,8 %) и при необходимости заполните резервуар.
-  5 Дождитесь завершения самодиагностики. Прибор готов к работе.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

-  1 Войдите в систему (при необходимости).
-  2 Установите пробирки с кровью в стойку. Проверьте правильность заполнения пробирок до метки.
-  3 На сенсорном экране выберите режим СОЭ и укажите данные пациента (ID, имя и др.).
-  4 Нажмите кнопку START для запуска измерения. Дверца прибора заблокируется.
-  5 По окончании измерения прибор распечатает результаты (при включенном принтере). Извлеките пробирки.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

-  1 Извлеките стойку с пробирками.
-  2 Слейте оставшийся реагент, промойте и заполните резервуар дистиллированной водой.
-  3 Запустите промывочный цикл (меню «Промывка»).
-  4 По завершении промывки выключите прибор.
-  5 При длительном перерыве отсоедините кабель питания от сети.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- ✓ Ежедневно очищайте наружные поверхности мягкой салфеткой.
- ✓ Регулярно проводите промывку системы подачи реагента.
- ✓ Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.
- ✓ Следите за чистотой оптического окна и датчиков.
- ✓ Проводите техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

-  Не открывайте дверцу во время работы прибора.
-  Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
-  Работайте только с исправным оборудованием.
-  Используйте перчатки при работе с кровью и реагентами.
-  При появлении ошибок обратитесь к инструкции или сервисному специалисту.



ПОМНИТЕ!

Точность результатов зависит от правильной подготовки пробирок, соблюдения методики исследования и регулярного ухода за прибором.

