

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Термошейкер BIOSAN PST-60HL-4

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Включите прибор выключателем на задней панели.
- 4 Дождитесь включения и готовности к работе (на дисплее отобразятся текущие настройки).

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Установите соответствующий блок (платформу) на платформу прибора.
- 2 Разместите пробирки в блоке (плотно и симметрично).
- 3 Закройте крышку прибора.

3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

- 1 Кнопками ▲ / ▼ установите требуемые значения параметров:
 - TIME – время работы (часы : минуты)
 - RPM – скорость перемешивания (об/мин)
 - T(°C) – температура нагрева (°C)
- 2 Кнопкой RPM выберите режим отображения скорости (RPM).
- 3 Кнопкой TIME установите время.
- 4 Кнопкой T(°C) установите температуру.
- 5 Нажмите RUN/STOP для подтверждения параметров и запуска прибора.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Прибор начнёт работу с заданными параметрами.
- 2 Во время работы на дисплее отображаются установленные и фактические значения.
- 3 Не открывайте крышку во время работы.
- 4 По завершении работы прибор издаст звуковой сигнал.

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 Нажмите RUN/STOP для остановки прибора.
- 2 Дождитесь полной остановки перемешивания и нагрева.
- 3 Откройте крышку и извлеките образцы.
- 4 Выключите прибор выключателем на задней панели.
- 5 Отключите прибор от электросети.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

	ДИСПЛЕЙ	– отображение установленных и фактических значений параметров.
	▲ / ▼	– увеличение / уменьшение значения параметра.
	RPM	– выбор и установка скорости перемешивания (об/мин).
	TIME	– установка времени работы (часы : минуты).
	T(°C)	– установка температуры нагрева (°C).
	RUN/STOP	– запуск / остановка работы прибора.

⚠ ВАЖНО!

- Не открывайте крышку прибора во время работы.
- Соблюдайте максимальную загрузку платформы.
- Используйте только рекомендованные платформы и блоки.
- При разливе жидкости немедленно очистите поверхность прибора.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации термошейкера BIOSAN PST-60HL-4.