

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ТЕРМОСТАТ СУХОВОЗДУШНЫЙ

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



МАСКА
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)



СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Подключите термостат к электросети.
- 2 Включите питание.
- 3 Убедитесь в исправности прибора и чистоте рабочей камеры.
- 4 Установите необходимую температуру кнопками управления.
- 5 Дождитесь выхода термостата на заданную температуру (например, **37,0 °C**).

2 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

- 1 Проверьте правильность маркировки пробирок или контейнеров.
- 2 Убедитесь, что материал подготовлен согласно методике исследования.
- 3 При необходимости разместите образцы в штатив.

3 НАЧАЛО РАБОТЫ

- 1 Осторожно откройте дверцу термостата.
- 2 Разместите образцы внутри камеры.
- 3 Плотнo закройте дверцу.
- 4 Засеките необходимое время инкубации согласно методике.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИНКУБАЦИИ

- 1 Не открывайте дверцу без необходимости.
- 2 Контролируйте температуру на дисплее.
- 3 После окончания времени инкубации извлеките образцы.

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Извлеките все образцы.
- 2 При необходимости выключите нагрев и питание.
- 3 Очистите рабочую камеру при необходимости.
- 4 Подготовьте прибор к следующему использованию.



ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ

-  **ПИТАНИЕ** – прибор включен.
-  **НАГРЕВ** – выполняется нагрев до установленной температуры.
-  **ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** – проверьте настройки или исправность прибора.



ВАЖНО!

- Используйте прибор только по назначению.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не помещайте внутрь легковоспламеняющиеся материалы.
- Не открывайте дверцу без необходимости во время инкубации.
- Работайте только с исправным оборудованием.
- После окончания работы соблюдайте чистоту рабочего места.



Перед началом работы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации термостата.