

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Анализатор тромбоэластографии Thrombolyzer Compact X



НАЗНАЧЕНИЕ

Анализатор предназначен для исследования гемостаза методом тромбоэластографии (ТЭГ) и позволяет оценивать процесс свертывания крови в цельной крови *in vitro*.

ВАЖНО!

- Используйте аппарат только по назначению.
- Соблюдайте температурный режим и чистоту.
- Не открывайте защитный кожух во время работы.
- Используйте только оригинальные расходные материалы.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1** Установите анализатор на ровную поверхность.
- 2** Подключите кабель питания к сети 220 В и включите питание.
- 3** Дождитесь завершения инициализации (загорится индикатор готовности).
- 4** Проверьте уровень реагентов и наличие расходных материалов.
- 5** Запустите самотест прибора (Self-test) через меню.
- 6** Убедитесь в отсутствии ошибок. Прибор готов к работе.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** Подготовьте образец цельной крови согласно методике.
- 2** Внесите образец в тестовую кювету.
- 3** Добавьте реагенты в соответствии с выбранным тестом.
- 4** Установите кювету в измерительное гнездо до щелчка фиксации.
- 5** Выберите необходимый тест в программном обеспечении.
- 6** Запустите анализ.
- 7** По завершении анализа проверьте результаты на экране и при необходимости сохраните или распечатайте.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1** Удалите использованные кюветы и наконечники в контейнер для биоотходов.
- 2** Очистите держатели кювет и рабочую поверхность мягкой салфеткой.
- 3** Проверьте уровень реагентов и при необходимости пополните.
- 4** Переведите прибор в режим ожидания.
- 5** Выключите питание и отключите кабель питания от сети.
- 6** Накройте прибор защитным чехлом.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- ✓ Ежедневно очищайте рабочие поверхности от загрязнений.
- ✓ Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.
- ✓ Регулярно проверяйте чистоту держателей и оптики.
- ✓ Храните прибор в чистом, сухом месте при температуре 15–30 °С.
- ✓ Проводите техническое обслуживание согласно регламенту производителя.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Работайте в перчатках и лабораторном халате.
- ✓ Образцы крови и расходные материалы являются потенциально инфекционными.
- ✓ Не проливайте образцы и реагенты. При попадании немедленно протрите поверхность.
- ✓ Не открывайте и не перемещайте прибор во время работы.
- ✓ При появлении ошибок или неисправностей обратитесь к ответственному лицу.



ПОМНИТЕ!

Точное выполнение процедуры и регулярное обслуживание аппарата – залог достоверных результатов и длительной службы оборудования.



SD BIOLINE