

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРИФУГА EPPENDORF CENTRIFUGE 5810 R

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите центрифугу на ровную горизонтальную поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети и включите тумблер питания (на задней панели).
- 3 Проверьте исправность прибора и ротора, убедитесь в чистоте камер и ротора.

2 ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1 Подготовьте образцы в пробирках. Пробирки должны быть одинаковой массы.
- 2 Заполните пробирки симметрично относительно центра ротора.
- 3 Плотнo закройте пробирки крышками.

3 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

- 1 Кнопкой ▲/▼ выберите параметр, который нужно изменить (отображается на дисплее).
- 2 Кнопками ▲/▼ установите требуемое значение параметра.
- 3 Параметры можно менять последовательно:
 - temp – температура (°C)
 - speed – скорость (об/мин или x g)
 - time – время (мин/сек)
 - prog – выбор программы (1–99)
- 4 Нажмите кнопку Open для открытия крышки.
- 5 Убедитесь, что ротор надёжно установлен.

4 ЗАПУСК АНАЛИЗА

- 1 Закройте крышку. Крышка должна надёжно зафиксироваться.
- 2 Нажмите кнопку Start/Stop (синяя). Центрифуга начнёт работу.
- 3 Во время работы на дисплее отображаются текущие параметры, оставшееся время и статус.

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 Дождитесь полной остановки ротора.
- 2 Нажмите кнопку Open и откройте крышку.
- 3 Аккуратно извлеките пробирки.
- 4 Очистите ротор и камеру центрифуги от загрязнений и влаги.
- 5 При необходимости выключите прибор кнопкой питания.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

display параметра		– отображение текущих значений параметров и статуса работы.
▲ / ▼		– выбор параметра / изменение значения.
Open		– открыть крышку.
Start / Stop		– запуск / остановка центрифуги.
short		– кратковременное центрифугирование.
fast temp		– быстрое охлаждение до заданной температуры.
		– включение / выключение прибора.
индикаторы		– индикация режимов работы.

ВАЖНО!

- Всегда уравнивайте пробирки (одинаковая масса).
- Не превышайте максимально допустимую скорость ротора.
- Не открывайте крышку во время работы центрифуги.
- Не ставьте и не храните предметы на крышке прибора.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации центрифуги 5810 R.