

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Центрифуга GRIFOLS DG SPIN

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Включите прибор выключателем на задней панели.
- 4 Дождитесь включения и готовности к работе (на дисплее отобразятся параметры).



2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Откройте крышку прибора.
- 2 Установите ротор с пробирками симметрично (противовесы обязательны).
- 3 Плотнo закройте крышку прибора до щелчка.

3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

- 1 Кнопками ▲ / ▼ установите требуемые значения параметров:
 - RPM – скорость вращения (об/мин)
 - TIME – время центрифугирования (мин)
- 2 Нажмите кнопку ► для подтверждения параметров.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

- 1 Нажмите кнопку ► для запуска центрифугирования.
- 2 Во время работы на дисплее отображаются текущие значения скорости и времени.
- 3 Не открывайте крышку во время работы прибора.

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 После завершения работы прибор издаст звуковой сигнал.
- 2 Откройте крышку прибора.
- 2 Извлеките пробирки.
- 3 Выключите прибор выключателем на задней панели.
- 5 Отключите прибор от электросети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

	ДИСПЛЕЙ	– отображение времени (TIME) и скорости (RPM), а также служебной информации.
	▲ / ▼	– установка значений параметров (RPM и TIME).
	► (START)	– запуск центрифугирования.
	X (STOP)	– остановка центрифугирования.
	OPEN	– открытие крышки (после остановки ротора).



ВАЖНО!

- Не открывайте крышку до полной остановки ротора.
- Устанавливайте пробирки симметрично и используйте противовесы.
- Не превышайте максимально допустимую скорость вращения ротора.
- Регулярно проверяйте ротор на отсутствие повреждений.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации центрифуги GRIFOLS DG SPIN.