

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ LISTON C 2201



НАЗНАЧЕНИЕ

Центрифуга LISTON C 2201 предназначена для разделения компонентов жидких сред в пробирках путем центрифугирования в лабораторных условиях.



ВАЖНО!

- Используйте центрифугу только по назначению.
- Соблюдайте требования безопасности.
- Используйте только совместимые пробирки и роторы.
- Не открывайте крышку во время работы ротора.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



- 1 Установите центрифугу на ровную горизонтальную поверхность.



- 2 Подключите кабель питания к сети 220 В и включите тумблер питания на задней панели.



- 3 Установите подходящий ротор и надежно закрепите его.



- 4 Убедитесь, что пробирки сбалансированы. Заполняйте парные гнезда одинаковыми по массе пробирками.



- 5 Закройте крышку центрифуги до щелчка замка.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ



- 1 Нажмите кнопку OPEN для проверки надежности закрытия крышки.



- 2 Нажмите кнопки ▲/▼ для установки скорости вращения (RPM) или RCF.



- 3 Нажмите кнопку TIME и с помощью ▲/▼ установите время центрифугирования.



- 4 Нажмите кнопку START/STOP для запуска. На дисплее начнется обратный отсчет времени.



- 5 По окончании работы ротор автоматически остановится. Дождитесь полной остановки.

3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



- 1 Нажмите кнопку OPEN и откройте крышку.



- 2 Аккуратно извлеките пробирки из ротора.



- 3 При необходимости снимите ротор и очистите его от загрязнений.



- 4 Выключите питание центрифуги.



- 5 Отсоедините кабель питания от сети.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- ✓ Регулярно очищайте камеру центрифуги, ротор и крышку от загрязнений.
- ✓ Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.
- ✓ Проверяйте целостность ротора и крепления.
- ✓ Храните прибор в сухом чистом помещении при температуре +5...+40 °C.
- ✓ Проводите техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Не превышайте максимальную скорость ротора.
- ⚠ Не открывайте крышку до полной остановки ротора.
- ⚠ Не используйте поврежденные пробирки и роторы.
- ⚠ Не превышайте максимальный объем заполнения пробирок.
- ⚠ При появлении ошибок или сбоев обратитесь к инструкции или сервисному специалисту.
- ⚠ Работайте только с исправным оборудованием.



ПОМНИТЕ!

Точность результатов зависит от правильной подготовки проб, качества расходных материалов и соблюдения методики исследования.

