

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Устройство электрофореза сыворотки крови УЭФ-01 «Астра»

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



МАСКА



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Включить прибор в сеть.
- 2 Проверить готовность прибора к работе.
- 3 Подготовить исследуемый образец и реагенты согласно утверждённой методике.

2 ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1 Установить кювету с образцом.
- 2 Проверить, чтобы крышка и контакты были чистыми и сухими.
- 3 Убедиться, что прибор готов к запуску (см. индикаторы на панели).

3 ЗАПУСК АНАЛИЗА

- 1 Выбрать необходимый режим кнопкой ▲/▼ («Режим»).
- 2 Установить требуемые параметры кнопками ▲/▼ («Параметр»).
- 3 Запустить анализ нажатием кнопки Старт/Стоп (красная кнопка).
- 4 Загорится индикатор «СЕТЬ» – прибор начал работу.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Не открывать крышку и не отключать прибор во время анализа.
- 2 Следить за ходом анализа по цифровому дисплею и индикаторам.
- 3 По окончании анализа прибор подаст звуковой сигнал (если предусмотрен).

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- 1 Нажать кнопку Старт/Стоп для остановки прибора.
- 2 Отключить прибор от сети.
- 3 Извлечь кювету, удалить остатки образца.
- 4 Провести дезинфекцию рабочей поверхности и кюветы.
- 5 Убрать рабочее место.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Параметр		– отображение выбранного параметра (время, напряжение и др.).
Режим		– выбор режима работы прибора.
Параметр		– установка значения параметра.
Старт/Стоп		– запуск или остановка анализа.
		– сервисная/функциональная кнопка (используется согласно методике).
СЕТЬ		– индикатор питания (прибор включён).



ВАЖНО!

- Не открывайте прибор во время работы.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- Работайте с образцами в соответствии с правилами биологической безопасности.
- При неисправности прибора прекратить работу и сообщить ответственному лицу.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭФ-01 «АСТРА»