

Краткая инструкция для биохимического аппарата

АПГ4-02-П

Средства индивидуальной защиты



Что сделать?	Как сделать?	Фотография
<u>Включение</u>	Прибор включается расположенным на задней панели тумблером «СЕТЬ». Включается подсветка жидкокристаллического 4-х строчного индикатора на лицевой панели. На дисплее выдается сообщение: НАГРЕВ. Прибору требуется 20 минут, чтобы прогреть термостаты до рабочей температуры $37,0 \pm 0,2$ °C. В это время прибор не позволит проводить измерения.	
<u>Проверка реактивов</u>	Для работы на коагулометре используются готовые реактивы для тестов (ПВ, АЧТВ, фибриноген итд.) и пластиковые одноразовые измерительные кюветы с шариками. Реактивы хранятся в холодильнике при T +2 до +8 C.	
<u>Проведение контроля качества</u>	Для работы на коагулометре используются готовые реактивы КК, которые хранятся в холодильнике при T +2 до +8 C.	
<u>Ход работы</u>	Выведите программу в главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/тест», нажмите Меню/Ввод. Предлагается выбрать интересующий тест. (ПВ; АЧТВ; Фибриноген). После выбора теста и установки всех параметров измерения, исследуемую пробу инкубируют. Для инкубирования пробы поместить кювету с пробой в ячейку «ПРОГРЕВ» с таймером одного из измерительных каналов, нажать на кювету в направлении вертикально вниз. По окончании инкубации необходимо поместить кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ». В коагулологии измерения необходимо проводить	

	в паре (в дубле). Для каждого теста в двух каналах одновременно должна быть измерена одна и та же проба пациента. Прибор самостоятельно рассчитает среднее значение и выдаст результат с учетом запрограммированного контрольного времени или калибровочного графика. Результаты представляются по каждому тесту в соответствующих единицах (% активности, г/л, МНО, ПО, % по Квику), а также в секундах.	
<u>Выключение</u>	Выключение аппарата кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на задней панели тумблера «СЕТЬ»	