

Краткая инструкция анализатора гемостаза TEG® 5000

Средства индивидуальной защиты



Что сделать?	Как сделать?	Фотография
<u>Включение</u>	Включить прибор и компьютер. Запустить программу TEG® V4. Ввести «Имя пользователя» - Default user, «пароль» – password .	
<u>Подготовка установки к работе</u>	Нажать значок TEG. «Проверка тех. состояния» - нажать «Проверить сейчас». Перевести рычаги на тромбоэластографе в положение Test, после чего в появившемся окне «Обслуживание» выделить строку канала 1 и нажать кнопку eTest, затем выделить строку канала 2 и нажать кнопку eTest. После появления на строках 1 и 2 каналов надписи «Значение eTest - ОК», нажать кнопку Готово! Перевести рычаги на 1 и 2 каналах в положение Load! Программа готова к работе.	
<u>Подготовка тромбоэластографа</u>	Вставлять в прибор чашечку и стержень. Придерживая тромбоэластограф сверху одной рукой, второй поднимается площадка с чашечкой до верхнего упора. Нажимается кнопка на нижней поверхности площадки, также до упора. Площадка аккуратно сдвигается книзу. Чашку «утопить» в лунке.	
<u>Запуск проб</u>	Выбрать канал на котором нужно поставить пробу. Далее выбрать тип пробы и заполнить данные пациента. Для цитрата натрия отобрать в чашечку 20 мкл CaCl2, затем 340 мкл крови. Если тест с нативной кровью – набирается 360 мкл крови. Поднять держатель до упора. Рычаг переводится в положение Test. После чего нажать на значок «Запустить». При остановке пробы нажать на значок «Остановить». Рычажок в положение Load и нажать на него сверху вниз, чтобы сбросить стержень. Опустить белую платформу вниз до упора и вынуть чашечку.	
<u>Проведение контроля качества</u>	В меню постановки пробы выбираем в нижнем левом поле или Level I или Level II control. Капаем в чашечку CaCl2 20 мкл. и добавляем из пробирки с растворенным реагентом 340 мкл раствора контроля качества. Нажимаем кнопку «Запустить».	
<u>Выключение</u>	Закрыть программу, выключить прибор и компьютер.	