

Краткая инструкция гематологический анализатор E Lite-5

ВКЛЮЧЕНИЕ:

- Включить анализатор на задней панели с помощью кнопки включения (удерживаем кнопку в течении 5-ти секунд) .

- Измерить бланк для проверки чистоты системы и реагентов:

ИЗМЕРЕНИЕ / РЕЖИМ -Blank — ЗАПУСК (значения бланка см. в инструкции раздел 6.2.5.стр. 46-47)

- Проводим исследование образцов установив их в автоподатчик:

БУКВА РЯДА — ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ — ЗАПУСК (см. раздел 7.4.2.1. стр.60-63 в инструкции пользователя);

По окончании работы промыть анализатор;

МЕНЮ/ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/ЖЕСТКАЯ ОЧИСТКА (установить очищающий р-р в адаптер для вакутайнера)/ **ОК**

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

- **МЕНЮ/ ВЫХОД/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

- Выключить анализатор на задней панели с помощью кнопки включения.