

Инструкция по работе с ламинарным шкафом (Neoteric Lamsystems)

Цель: Обеспечение асептических условий для работы с микробиологическими культурами, клеточными линиями или другими стерильными материалами.



1. Подготовка к работе

- Включение: За 15-20 минут до начала работы включите ламинарный шкаф кнопкой «ПУСК» или «ВЕНТИЛЯТОР». Это необходимо для стерилизации воздуха внутри рабочей камеры и создания устойчивого ламинарного потока.
- Подготовка поверхностей: Протрите все внутренние поверхности (стенки, рабочую площадку) стерилизующим раствором (например, 70% этиловый спирт) с помощью стерильных салфеток.
- Подготовка материалов: Внесите в шкаф все необходимые для работы стерильные инструменты (пипетки, наконечники, петли, чашки Петри, пробирки). Разложите их аккуратно, не загромождая рабочее пространство.
- Личная гигиена: Вымойте руки антибактериальным мылом. Наденьте стерильные перчатки и обработайте их спиртом. Рекомендуется надеть маску и халат.

2. Правила работы внутри шкафа

- Не загромождайте воздушный поток: Не ставьте предметы перед задней стенкой (где находится HEPA-фильтр) и не загораживайте вентиляционные решетки. Это нарушит ламинарный поток.
- Минимум движений: Работайте плавно, без резких движений руками. Быстрые движения создают турбулентность и могут привести к загрязнению.
- Правильное расположение: Все нестерильные предметы (протокол, телефон, ручки) должны находиться за пределами шкафа.

- Открывайте посуду аккуратно: Снимайте крышки с чашек Петри и флаконов так, чтобы ваша рука и крышка не находились между открытой стерильной поверхностью и потоком чистого воздуха.
- «Поле огня»: Все операции, связанные с вскрытием стерильной посуды (над пламенем горелки, если она используется), проводите в центральной части рабочей зоны.

3. Завершение работы

- Уберите все материалы: Извлеките из шкафа все инструменты, образцы и расходные материалы.
- Уборка: Тщательно протрите все внутренние поверхности 70% спиртом для дезинфекции.
- Выключение: Нажмите кнопку «СТОП» или выключите вентилятор. Не выключайте питание из розетки! (Это может быть необходимо для работы УФ-лампы).
- Включите УФ-лампу (если есть): После влажной уборки закройте стекло и включите ультрафиолетовую лампу для окончательной стерилизации камеры на время, указанное в регламенте (обычно 15-30 мин). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работайте при включенной УФ-лампе! Это опасно для кожи и глаз.

Критически важные правила безопасности!!!

- НИКОГДА не работайте с легковоспламеняющимися или токсичными веществами в ламинарном шкафу без вытяжки. Стандартный ламинарный шкаф не предназначен для этого и не защитит оператора.
- НИКОГДА не включайте УФ-лампу при открытом защитном стекле.
- Регулярно (согласно графику) меняйте и регистрируйте замену НЕРА-фильтра. Падение скорости потока воздуха или загрязнение работ — признак необходимости проверки фильтра.